



Manomètre de démonstration

publié le 20/06/2023 - mis à jour le 29/01/2025

Sommaire :

- Matériel en situation




MANODEMO (Video Youtube)

Ce manomètre analogique permet la lecture aisée sur un cadran de Ø 80mm, de la pression **lors d'une détente ou lors d'une compression** grâce à son affichage **-1 bar à 1.5 bar**.


Afin d'assurer la stabilité des manipulations, il est monté sur un support PVC de 12 cm × 41 cm × 1 cm, la seringue a une capacité de 60 mL.

● Matériel en situation

Compression



Détente



(MPEG4 de 1.1 Mo)

Il est doté d'une vanne qui permet le repositionnement du piston de la seringue lors d'une éjection intempestive.



(MPEG4 de 2 Mo)



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.

Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.